

Depoussiéreur Gélules VCD 100



Compact

Grande capacité d'élévation

Détection de métaux

Éliminateur de gélules vides


Démontage rapide

Facilité de nettoyage



Depoussiéreur Gélules VCD 100

Rep.	Désignation	Matière
01	Vis de depoussiérage	Polyamide
02	Trieur de gélule ECE	Inox 316L
03	Détecteur de métaux CEIA	Inox 316L
04	Armoire pneumatique	Inox
05	Armoire de commande CEIA	Inox
06	Entrée et tube d'élévation	Inox 316L
07a	Panneau de commande Danfoss	
07b	HMI Magelis SCHNEIDER	
08	Motoréducteur SOTIC	
09	Variateur de vitesse Danfoss	
10	Guidage à roulement à billes PTFE	Inox 316L



Détecteur de métaux **CEIA**



Eliminateur de gélules **ECE**



Détecteur de bourrage **LRD**



Trémie d'alimentation **TVD**



Répartiteur gélules **RGV**



Trémie de réception **TVR**



TECHNIlab®

30 bis, rue du bois chaland, CE 2948 - 91029 EVRY Cedex France

Tél : + 33 (0) 1 60 86 96 48 - Fax : + 33 (0) 1 60 86 90 01

www.technilab.fr